

Сухой нагревательный блок 2



Каталожный номер 0004025200

Производитель ИКА, Германия

Описание

Термоблок предназначен для инкубирования реакционных смесей при температуре 37 С.

Твердотельный термостат для двух алюминиевых блоков. Возможно использование с широким рядом блоков. По истечении заданного времени инкубирования подается звуковой сигнал. В комплект входит датчик температуры РТ-1000, который позволяет контролировать температуру непосредственно в емкости с пробой.

Характеристики

Технические характеристики	
Количество блоков	2
Диапазон нагревания температур	Температура окр. среды 5° - 120 °С
Стабильность температуры в блоках при 37°С	0.2 ± °С
Таймер	От 1 мин до 99 ч 59 мин
Размеры	151 x 73 x 304 мм
Вес	1,3 кг
Напряжение	220 – 240 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Размер нагревательной пластины	96 x 152 мм
Количество отверстий в блоке для пробирок с диаметром отверстий 10 мм	24 шт.
Количество отверстий в блоке для пробирок с диаметром отверстий 12 мм	16 шт.