

## Дозатор Biohit Proline 1-канальный 1-5 мл



Каталожный номер 720110

Производитель Sartorius, Финляндия

РУ № ФСЗ 2012/12201 от 18.05.2012

**Описание**

Используется для подготовки растворов при проведении ЛАЛ-теста. Обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.

Надежный, простой в использовании дозатор, обеспечивающий высокую точность и воспроизводимость результатов. Посадочный конус дозатора изготовлен из материалов, имеющих высокую устойчивость к химическому воздействию. Дозаторы оснащены защитными фильтрами для обеспечения безопасного дозирования, исключая внутренние повреждения и контаминацию дозатора.

**Характеристики**

- Количество каналов – 1
- Диапазон объема дозирования 1000-5000 мкл
- Дискретность 50 мкл
- Цветовая маркировка для наконечников – зеленый.

*Дозаторы поставляются с первичной проверкой.*

ООО «НПО «ЛАЛ-Центр». 117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 3А,

Тел.: (495) 517-40-37 , тел/факс: (495) 380-04-32, [lalnews@limulustest.ru](mailto:lalnews@limulustest.ru), [www.limulustest.ru](http://www.limulustest.ru)