

Бутыль квадратная стерильная для сред РЕТГ 60 мл (96 шт/упак)

Каталожный номер 2019

Производитель Nalgene, США

Описание

Бутыли применяются для отбора проб, а также для хранения сред. Стерильные квадратные бутылки из полиэтилен терефталата сополиэфира (РЕТГ), винтовая крышка из белого полиэтилена высокой плотности. Бутыли с прочными стенками, квадратной формы, градуированы «до метки». Имеют пониженную проницаемость для CO_2/O_2 . Флаконы и крышки к ним апирогенны и стерилизованы гамма-облучением, что позволяет избежать затратных процедур отмывки, депириогенизации и автоклавирования. Защитная термопластичная лента на крышке и плечах флакона обеспечивает контроль вскрытия. Помещены в штативы, обтянутые термопластичной пленкой.

Характеристики

- Стерильны, уровень гарантированной стерильности (SAL) 10^{-6}
- Апирогенны и не цитотоксичны, соответствуют стандарту VI класса по USP
- Емкость – 60 мл
- Размер крышки – 24 мм
- В коробке 4 штатива, в каждом штативе 24 бутылки, 96 бутылей в коробке
- Поставляются только коробками по 96 бутылей.