

## Дозатор Picus 1-канальный 50-1000 мкл



Каталожный номер 735081

Производитель Sartorius, Финляндия

РУ № ФСЗ 2012/12200 от 18.05.2012

**Описание**

Используется для подготовки растворов при проведении ЛАЛ-теста. Обеспечивает высокую точность дозирования, не зависящую от уровня подготовки оператора. Позволяет проводить многократное дозирование (диспенсинг).

Полное электронное управление обеспечивает результаты, исключая ошибки. С помощью колеса регулировки осуществляется быстрая регулировка объема и легкая навигация по меню. Основные функции легко запоминаются без обращения к инструкции. Удобная конструкция корпуса дозатора с упором для пальца, уникальный электронный сбрасыватель наконечников.

**Характеристики**

- Диапазон дозирования 50-1000 мкл
- Настройка калибровки по одной, двум или трем точкам
- Сведения об интервале обслуживания и межкалибровочном интервале
- Зарядка на зарядной стойке или через кабель микро-USB
- Возможность продолжать работу при зарядке через кабель USB

**Режимы работы**

- Прямое дозирование
- Обратное дозирование
- Многократное дозирование
- Разведение
- Титрование

*Дозаторы поставляются с первичной поверкой.*