

**Наконечники 1000 мкл в штативе 96 шт., стерильные**

Каталожный номер 791001

Производитель Sartorius, Финляндия

РУ №ФСЗ 2012/13026 от 23.11.2012

**Описание**

Наконечники используются для дозирования жидкостей с использованием механических и электронных дозаторов Sartorius Biohit.

Стандартные наконечники без фильтра изготовлены из первичного полипропилена (PP), цвет наконечника прозрачный. Идеально совместимы с дозаторами производства Sartorius, что гарантирует максимальную точность и воспроизводимость результатов.

По 96 наконечников в удобных многоразовых штативах. Штативы помещены в герметичные пластиковые упаковки, которые обеспечивают стерильность во время транспортировки и хранения.

Штативы с наконечниками Optifit имеют цветовую маркировку для быстрого выбора дозатора Sartorius Biohit с соответствующей цветовой маркировкой, а также совместимы с большинством других дозаторов благодаря своей универсальной конструкции. Цветовая кодировка штативов – цвет синий.

**Характеристики**

- Диапазон объема дозирования: 10 - 1000 мкл.
- Длина – 71,5 мм.
- Количество наконечников в штативе - 96 шт.
- Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и эндотоксинов.
- Стерилизованы гамма-излучением.