

**Штатив ABS для 50 пробирок**

Производитель LP ITALIANA SPA, Италия

РУ №ФСЗ 2010/07661 от 19.08.2010

**Описание**

Штатив этажерочного типа с алфавитно-числовой сеткой. Используется при подготовке разведений контрольного стандарта эндотоксина и испытуемого препарата.

**Характеристики**

- Диаметр отверстий 13 мм.
- Цвет – белый.
- Размеры 210x105x50 мм.
- Количество отверстий в штативе - 50.
- Материал – акрилонитрил бутадиен стирен.