


Штатив терморезистентный для 50 пробирок д.13 мм розовый

Производитель LP ITALIANA SPA, Италия

РУ №ФСЗ 2010/07661 от 19.08.2010

Описание

S-образный терморезистентный штатив. Используется при подготовке разведений контрольного стандарта эндотоксина и испытуемого препарата.

Характеристики

- Диаметр отверстий 13 мм.
- Цвет – розовый.
- Размеры 180x94x50 мм.
- Количество отверстий в штативе - 50.
- Выдерживает нагрев до 90°C.