

**Водяная баня WNB 10**


Каталогный номер WNB 10

Производитель Memmert, Германия

**Описание**

Водяная баня WNB10 предназначена для инкубирования реакционных смесей при температуре 37 С. Баня объемом 10 литров. Корпус выполнен из нержавеющей стали, баня имеет крышку для отвода конденсата и встроенный цифровой таймер. Осуществляется микропроцессорное регулирование температуры со встроенной системой самодиагностики. Два уровня безопасности (электронная и дублирующая механическая защиты от перегрева). ЖК-дисплей для вывода предустановленного и текущего значения температуры, оставшегося времени работы.

В комплект поставки входят два штатива из нержавеющей стали для пробирок диаметром 10 мм по 80 гнезд в каждом и двускатная крышка для сбора конденсата.

**Характеристики**

Технические характеристики	
Объем	10 л
Допустимый диапазон температуры окружающей среды	+5°C...+40°C
Температурный диапазон	+5°C ...+95°C
Дисплей	Жидкокристаллический
Стабильность температуры	± 0,1°C
Дискретность задания температуры	± 0,1°C
Питание	220 В 50/60Гц
Мощность	1200 Вт
Габаритные размеры	578x356x238 мм
Масса	14 кг