

**Вортекс lab dancer**


Каталожный номер 0003365000

Производитель IKA, Германия

**Описание**

Вортекс lab dancer предназначен для перемешивания испытуемых растворов и растворов контрольного стандарта эндотоксина.

Небольшие габариты вортекса сочетаются с простотой обслуживания и удобством в работе. Обеспечивает высокую эффективность перемешивания. Верхняя часть корпуса и гнездо для пробирки выполнены из инертного пластика.

Перемешивание происходит при нажатии на рабочую поверхность.

**Характеристики**

Технические характеристики	
Тип встряхивания	Орбитальное
Диаметр орбиты	4.5 мм
Макс. встряхиваемый вес	0.1 кг
Скорость фиксированная	2800 об/мин
Функция Touch - управление прикосновением	Да
Размеры	100 x 70 x 100 мм
Вес	0.55 кг
Напряжение	100 - 240 В
Потребляемая мощность	30 Вт