

**Штатив терморезистентный для 50 пробирок д.13 мм зеленый**

Производитель LP ITALIANA SPA, Италия

РУ №ФСЗ 2010/07661 от 19.08.2010

**Описание**

S-образный терморезистентный штатив. Используется при подготовке разведений контрольного стандарта эндотоксина и испытуемого препарата.

**Характеристики**

- Диаметр отверстий 13 мм.
- Цвет – зеленый.
- Размеры 180x94x50 мм.
- Количество отверстий в штативе - 50.
- Выдерживает нагрев до 90°C.